

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Pdha1-S293 Para Wb Y Elisa - P08559

Número de artículo: CM0000892



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta especificidad dirigido a PDHA1 fosforilado (serina 293). Validado para Western blot (WB) y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación del metabolismo mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-PDHA1-S293 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; Fosfo-PDHA1-S293
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5160
ID del Gen	5160
Inmunógeno	Péptido Sintético / Un péptido fosforilado sintético alrededor de S293 de PDHA1 humano (NP_000275.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08559
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo