

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Perk (T982) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nzj5

Número de artículo: CM0001768



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que reconoce fosfo-PERK (T982) en humano, ratón y rata. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para el estudio del estrés del retículo endoplásmico (ER) y la señalización de la respuesta a proteínas desplegadas (UPR).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-fosfo-PERK-T982
Observaciones/Alias	PEK; WRS; PERK; Fosfo-PERK-T982
Especie	Humano
GeneID	9451
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor del residuo T982 de PERK humano (NP_004827.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NZJ5
Peso de la proteína	125 kDa
Envío	Bolsa de hielo