

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Pi3 Quinasa P55-Gamma (Pik3R3) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92569

Número de artículo: CM0001251

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para PI3 Quinasa p55-gamma (PIK3R3) fosforilada en la posición Y199. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para estudios de señalización por insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-PI3 Kinase p55-Y199 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PIK3R3; Phospho-PI3KP55γ-Y199
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8503
GeneID	8503
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y199 de PI3 Quinasa p55 humana (NP_001107644.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q92569
Peso de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo