


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-PI3K P85A/P55Γ/P85B (Y467/Y199/Y464) Para Wb, Elisa - P27986 / O00459 / Q92569

Número de artículo: CM0001364



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo detecta las subunidades reguladoras de PI3K fosforiladas p85α (Y467), p55γ (Y199) y p85β (Y464). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en humanos, ratones y ratas. Ideal para el estudio de las vías de señalización PI3K/AKT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y199/Y464
Observaciones/Alías	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3; Fosfo-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y199/Y464
Especie	Humano
ID de gen	5295/5296/8503
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Peso de la proteína	42-54 kDa/81-84 kDa
Envío	Bolsa de hielo