


Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-Pka C-Alfa (Prkaca)-S339 Para Wb, Ip, Elisa - P17612

Número de artículo: CM0000437



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PKA C-alfa fosforilada en Ser339, validado para WB, IP y ELISA en muestras humanas. Ideal para el estudio de la señalización dependiente de AMPc, el ciclo celular y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-fosfo-PKA C-alfa (PRKACA)-S339
Observaciones/Alias	CAFD1; PKACA; PPNAD4; Fosfo-PKA C-alfa (PRKACA)-S339
Especie	Humano
ID de gen (humano)	5566
ID de gen	5566
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido fosforilado sintético alrededor de la posición S339 de la PKA C-alfa humana (PRKACA) (NP_002721.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P17612
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo