

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Pkc Alfa (S319) Para Wb Y Elisa - P17252

Número de artículo: CM0000828



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido contra la PKC alfa fosforilada en S319, para WB y ELISA; reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en señalización, cáncer y enfermedades cardiovasculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-fosfo-PKC alfa-S319
Observaciones/Alias	AAG6, PKCA, PRKACA, PKCI+/-, PKCalpha, PKC-alfa, Fosfo-PKC alfa-S319
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5578
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S319 de la PKC alfa humana (NP_002728.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17252
Peso de la proteína	77 kDa
Envío	Bolsa de hielo