

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Pkc Alfa-T638 Para Wb, Elisa - P17252

Número de artículo: CM0001410



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico que reconoce la PKC α humana fosforilada en Thr638. Ideal para Western blot y ELISA, permitiendo un análisis preciso de la activación de PKC α en investigación sobre cáncer, apoptosis y señalización cardiovascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-PKC alfa-T638
Observaciones/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alfa; Fosfo-PKC alfa-T638
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5578
ID del Gen	5578
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido fosforilado sintético alrededor de T638 de la PKC alfa humana.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P17252
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo