


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Pkc Delta-S645 Para Wb, Elisa - Q05655

Número de artículo: CM0001762



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido contra PKCδ fosforilada en S645, validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación en apoptosis y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-PKC delta-S645
Observaciones/Alias	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; Fosfo-PKC delta-S645
Especie	Humano
ID de Gen	5580 (Humano)
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de S645 de PKC delta humana (NP_006245.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q05655
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo