


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Pkc Delta (T505) Para Wb, Elisa - Q05655

Número de artículo: CM0001442



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el Fosfo-PKC delta-T505 humano, validado para WB y ELISA. Objetivo: sitio de fosforilación T505 de PKC delta (PRKCD, nPKC-delta), una quinasa clave en la apoptosis, el ciclo celular y la señalización del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-PKC delta-T505 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; Fosfo-PKC delta-T505
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5580
GeneID	5580
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T505 de PKC delta humana (NP_006245.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q05655
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo