

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Pkc Mu-S910 Para Wb, Elisa - Q15139

Número de artículo: CM0001684

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PKC mu fosforilada (S910), validado para WB y ELISA en células humanas. Adecuado para investigar la señalización mediada por PKD/PRKD1, la función del Golgi y patologías relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-PKC mu-S910
Observaciones/Alias	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; Fosfo-PKC mu-S910
Especie	Humano
ID del Gen	5587
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S910 de PKC mu humana (NP_002733.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15139
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo