


Anticuerpo Monoclonal Anti-Fosfo-Pkc (Pan) (Bii Ser660) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P24723 / Q04759

Número de artículo: CM0000779



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que reconoce fosfo-PKC alfa/beta/delta/epsilon/eta/theta en β II Ser660. Validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para investigación en señalización de PKC, oncología y cardiovascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-PKC (pan) (β II Ser660)
Observaciones/Alias	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ; Fosfo-PKC (pan) (β II Ser660)
Especies	Humano
ID de Gen (Humano)	5578/5579/5580/5581/5583/5588
ID de Gen	5578/5579/5580/5581/5583/5588
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
Peso Proteico	59kDa/67kDa/74-83kDa
Envío	Bolsa de hielo