


Anti-Fosfo-Pkc (Pan) (Zeta)-T410 Pab De Conejo - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P05129 / P24723 / P41743 / Q04759 / Q05513

Número de artículo: CM0000998



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que se dirige a PKC zeta fosforilada en T410 e isoformas pan-PKC; validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación de señalización y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-PKC (pan) (zeta)-T410 pAb de conejo
Observaciones/Alías	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCG/PRKCH/PRKCI/PRKCQ/PRKCZ; Fosfo-PKC (pan) (zeta)-T410
Especie	Humano
GenelD (Humano)	5578/5579/5580/5581/5582/5583/5584/5588/5590
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de T410 de PRKCZ humano (NP_002735.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P05129/P24723/P41743/Q04759/Q05513
Peso proteico	46kDa/56-68kDa/74-83kDa
Envío	Bolsa de hielo