

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Pkc Zeta-T560 Para Wb, Elisa - Q05513

Número de artículo: CM0000699

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico dirigido a PKC zeta en Thr560, validado para WB y ELISA. Detecta humano y presenta reactividad cruzada con rata. Ideal para estudiar la señalización de PKC zeta en la polaridad celular, la activación de NF-kB y la respuesta a la insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo fosfo-PKC zeta-T560
Observaciones/Alias	PKC2; PKC-ZETA; Fosfo-PKC zeta-T560
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5590
GeneID	5590
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de T560 de PKC zeta humana (Q05513)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q05513
Peso de la proteína	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo