


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Pla2G4A-S505 Para Wb, Elisa - P47712

Número de artículo: CM0001127



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido contra Ser505 de cPLA2-alfa humano (PLA2G4A). Reacciona con humano, ratón y rata. Validado para WB y ELISA. Ideal para investigación de vías inflamatorias y estudios de señalización lipídica.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Fosfo-PLA2G4A-S505 Rabbit pAb                        |
| Observaciones/Alias | GURDP; cPLA2; PLA2G4; cPLA2-alfa; Fosfo-PLA2G4A-S505 |
| Especie             | Humano                                               |
| ID del gen (Humano) | 5321                                                 |
| ID del gen          | 5321                                                 |
| Inmunógeno          | Péptido sintético                                    |
| Origen              | Conejo                                               |
| Categoría           | Anticuerpos fosforilados                             |
| Aplicación          | WB, ELISA                                            |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                  |
| SWISS               | P47712                                               |
| Peso de la proteína | 85kDa                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                       |