


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Plc Gamma 1 (Plcg1)-Y783 Para Wb - P19174

Número de artículo: CM0001360



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que reconoce PLC gamma 1 fosforilada en Tyr783. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en ratón. Ideal para estudios de señalización de RTK y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-Fosfo-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783
Observaciones/Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; Fosfo-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5335
GeneID	5335
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y783 de Fosfo-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783 humano (NP_877963.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P19174
Peso Proteico	149kDa
Envío	Bolsa de hielo