


Anticuerpo Monoclonal Anti-Fosfo-Plc Gamma 2 (Plcg2)-Y759 Para Wb, If/Icc, Elisa - P16885

Número de artículo: CM0001409



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo específico para fosfato dirigido contra la PLC gamma 2 (PLCG2) humana fosforilada en Y759. Validado para WB, IF/ICC y ELISA; adecuado para investigar la transducción de señales mediada por PLCG2 en balsas de membrana y la función de las células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759 Rabbit mAb
Notas / Alias	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759
Especie	Humana
GeneID	5336
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de Y759 de la PLC gamma 2 (PLCG2) humana (NP_002652.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P16885
Peso de Proteína	148kDa
Envío	Bolsa de hielo