


Anticuerpo Monoclonal De Cone De Anti-Fosfo-Plcg2 (Y1217) Para Wb, If/Icc, Elisa - P16885

Número de artículo: CM0000679



Introducción

Anticuerpo monoclonal de cone anti-Fosfo-PLCG2 (Y1217) validado para Western blot, inmunofluorescencia/inmunocitoquímica y ELISA. Reacciona con PLC-gamma-2 humano. Ideal para estudiar la fosforilación de tirosina en las vías de señalización del receptor de células B y del receptor Fc.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y1217 mAb de Cone
Observaciones/Alias	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	5336
Inmunógeno	Péptido sintético alrededor de Y1217 de PLC gamma 2 (PLCG2) humano
Fuente	Cone
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P16885
Peso Proteico	148kDa
Envío	Bolsa de hielo