


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Plcg2 (Y759) Para Wb, Elisa - P16885

Número de artículo: CM0001459



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo contra PLCG2 humano (Y759) para aplicaciones de WB y ELISA. Este anticuerpo se dirige a una enzima crucial en la señalización transmembrana que produce los segundos mensajeros DAG e IP3. Ideal para la investigación de transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; Fosfo-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759
Especie	Humano
ID de Gen	5336
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y759 de la PLC gamma 2 humana (PLCG2) (NP_002652.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P16885
Peso Proteico	148kDa
Envío	Bolsa de hielo