


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Plk1-T210 Para Wb Y Elisa - P53350

Número de artículo: CM0000858



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PLK1 humana fosforilada en Thr210. Generado utilizando un inmunógeno de fosfopéptido sintético. Ideal para estudios del ciclo celular y mitosis mediante Western blot y ELISA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-fosfo-PLK1-T210
Observaciones/Alias	PLK; STPK13; Fosfo-PLK1-T210
Especie	Humana
ID de gen	5347 (Humano)
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T210 de PLK1 humana (P53350)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P53350
Peso de la proteína	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo