


Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-Polr2A Ctd-S2 Para Wb, Ip, Elisa - P24928

Número de artículo: CM0000948



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce la POLR2A humana fosforilada en la Ser2 de la repetición CTD (YSPTSPS). Validado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Ideal para estudios de regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-POLR2A CTD-S2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplIL5; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S2
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	5430
ID del Gen	5430
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido fosfoespecífico correspondiente a los residuos alrededor de S2 de la repetición CTD YSPTSPS de la POLR2A humana.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P24928
Peso Proteico	217kDa
Envío	Bolsa de hielo