


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Fosfo-Polr2A Ctd-S5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24928

Número de artículo: CM0001299



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo anti-fosfo-POLR2A CTD-S5 de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA en humanos, ratón y rata. Dirige la fosforilación de Ser5 del CTD de la ARN polimerasa II, esencial para la investigación en regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-POLR2A CTD-S5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hSRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5430
ID del Gen	5430
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido fosfoespecífico correspondiente a residuos alrededor de S5 de la repetición CTD YSPTSPS de POLR2A humana.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24928
Peso de la Proteína	217kDa
Envío	Bolsa de hielo