


Anti-Fosfo-Polr2A Ctd-S7 Pab De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - P24928

Número de artículo: CM0000708



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo específico para fosfo que se dirige a la fosforilación de Ser-7 del CTD de POLR2A. Validado para WB, IHC-P, ELISA, ChIP en humano, ratón, rata. Esencial para estudiar la regulación de la transcripción de Pol II y el procesamiento de ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-POLR2A CTD-S7 pAb de conejo
Observaciones/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hSRPB1; hRPB220; Fosfo-POLR2A CTD-S7
Especies	Humano
GeneID (Humano)	5430
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los residuos que rodean el S7 del repetición YSPTSPS del CTD de POLR2A humana
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24928
Peso proteico	217kDa
Envío	Bolsa de hielo