

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppp1Ca Fosforilado (T320) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62136

Número de artículo: CM0000476



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PPP1CA fosforilado (Thr320) validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la fosforilación de la subunidad catalítica PP1 α y la señalización por fosfatasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra Phospho-PPP1CA-T320
Notas/Alias	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; Phospho-PPP1CA-T320
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5499
GeneID	5499
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T320 de PPP1CA humana (NP_002699.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62136
Peso Molecular	38kDa
Envío	Bolsa de hielo