


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Ppp1R12A (T853) Para Wb Y Elisa - O14974

Número de artículo: CM0001046



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para el T853 fosforilado de PPP1R12A (MYPT1). Validado para WB y ELISA, reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la fosfatasa de miosina y el citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-PPP1R12A-T853 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MBS; GUBS; M130; MYPT1; Fosfo-PPP1R12A-T853
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4659
GeneID	4659
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor del T853 de PPP1R12A humano (NP_002471.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14974
Peso Proteico	115kDa
Envío	Bolsa de hielo