


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Ppp2Ca/Ppp2Cb-Y307 Para Wb Y Elisa - P67775 / P62714

Número de artículo: CM0000532



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico que detecta PPP2CA/PPP2CB fosforilado en Y307. Validado para WB y ELISA en muestras humanas y de ratón. Ideal para el estudio de la señalización mediada por PP2A, la regulación del ciclo celular y el control de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-PPP2CA/PPP2CB-Y307 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PPP2CA/PPP2CB; Phospho-PPP2CA/PPP2CB-Y307
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5515/5516
ID del gen	5515/5516
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor de Y307 de PPP2CA/PPP2CB humano (NP_001009552.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P67775/P62714
Envío	Bolsa de hielo