

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Pten-S380 Para Wb, Elisa - P60484

Número de artículo: CM0000956



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-PTEN-S380 (P60484) validado para Western blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con PTEN de ratón. Permite estudiar la fosforilación de PTEN en la señalización PI3K-AKT, la supresión tumoral y la migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-PTEN-S380
Observaciones/Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Fosfo-PTEN-S380
Especie	Humano
ID del Gen	5728
Immunógeno	Péptido Sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S380 de PTEN humano (P60484)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P60484
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo