

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Pten-S380/T382/383 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P60484

Número de artículo: CM0001623



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Fosfo-PTEN-S380/T382/383 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con PTEN humano, ratón, rata; se dirige al supresor de tumores PTEN fosforilado en la señalización PI3K-AKT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-PTEN-S380/T382/383 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Fosfo-PTEN-S380/T382/383
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5728
ID de Gen	5728
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de S380, T382, T383 de PTEN humano (NP_000305.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60484
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo