

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Pten-S380/T382/T383 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P60484

Número de artículo: CM0001402



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo contra Fosfo-PTEN-S380/T382/T383 detecta la PTEN endógena fosforilada en S380/T382/T383. Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA con reactividad en humanos, ratones y ratas. Ideal para investigación de la vía PI3K-AKT y supresores tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-PTEN-S380/T382/T383 Rabbit mAb
Notas / Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEPI; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Phospho-PTEN-S380/T382/T383
Especie	Humano
GeneID (humano)	5728
GeneID	5728
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S380 & T383 de la Fosfo-PTEN-S380/T382/T383 humana (NP_000305.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60484
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo