

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Pten (Ser380) Para Wb Y Elisa - P60484

Número de artículo: CM0000651



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo generado contra un fosfopéptido sintético alrededor de S380 de PTEN humano. Validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta PTEN humano, de ratón y de rata fosforilado en S380. Ideal para estudiar la fosforilación de PTEN en la señalización PI3K/AKT y la supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-PTEN-S380
Observaciones/Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Fosfo-PTEN-S380
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5728
ID del Gen	5728
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S380 de PTEN humano (NP_000305.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60484
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo