


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Ptk2B (Y402) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14289

Número de artículo: CM0001514



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para PTK2B fosforilada en tirosina 402. Validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Detecta PTK2B en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para el estudio de la señalización por integrinas, la migración celular y la regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-PTK2B-Y402 Rabbit pAb
Notas/Alias	PKB; PTK; CAKB; FAK2; PYK2; CADTK; FADK2; RAFTK; Phospho-PTK2B-Y402
Especie	Humana
GeneID (Humano)	2185
GeneID	2185
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor de Y402 de PTK2B humana (NP_004094.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14289
Peso de la proteína	116kDa
Envío	Bolsa de hielo