

Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-Ptpa-Y789 Para Wb, Elisa - P18433

Número de artículo: CM0000507



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Phospho-PTPRA-Y789 de alta calidad para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con PTPRA de humano, ratón y rata. Útil en investigaciones de adhesión focal mediada por integrinas y uniones celulares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	Phospho-PTPRA-Y789 Rabbit pAb
Notas/Alias	LRP; HLPR; PTPA; HEPTP; HPTPA; RPTPA; PTPRL2; HPTPalpha; R-PTP-alpha; Phospho-PTPRA-Y789
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5786
GeneID	5786
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor del residuo Y789 de PTPRA humana (NP_543030.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18433
Peso Proteico	91kDa
Envío	Bolsa de hielo