

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Raf1-S259 Para Wb Y Elisa - P04049

Número de artículo: CM0001530



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-Fosfo-Raf1-S259 para Western blot (WB) y ELISA; detecta RAF1 de humano y rata fosforilado en la serina 259. Adecuado para el estudio de la señalización MAPK/ERK, proliferación celular y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Fosfo-Raf1-S259
Observaciones/Alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S259
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5894
GeneID	5894
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S259 del RAF1 humano (P04049)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P04049
Peso de la proteína	73kDa
Envío	Bolsa de hielo