

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Raf1 (S259) Para Wb, Ip, Elisa - P04049

Número de artículo: CM0000442



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce específicamente la Raf1 fosforilada en Ser259. Validado para WB, IP y ELISA en humano. Ideal para el estudio de la señalización MAPK, la apoptosis y la investigación de la transformación oncogénica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Raf1-S259 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Fosfo-Raf1-S259
Especie	Humano
GeneID	5894
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético fosforilado alrededor de S259 de Fosfo-Raf1-S259 humana (NP_002871.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04049
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo