

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Raf1 (Ser621) - P04049

Número de artículo: CM0001876



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para Raf1 fosforilado en Ser621. Validado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Reconoce Raf1 humano, una quinasa clave en la señalización MAPK y la oncogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Raf1-S621 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Fosfo-Raf1-S621
Especie	Humano
GeneID (humano)	5894
GeneID	5894
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de S621 de Fosfo-Raf1-S621 humano (NP_002871.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04049
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo