

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Raptor-Ser792 Para Wb Y Elisa - Q8N122

Número de artículo: CM0000850



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la Raptor fosforilada (Ser792) para Western blot y ELISA. Validado en humano y ratón, este anticuerpo monitorea la activación de la vía mTORC1; adecuado para la investigación en metabolismo del cáncer y crecimiento celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Raptor-Ser792 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	KOG1; Mip1; Fosfo-Raptor-Ser792
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57521
GeneID	57521
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de la S792 de la RPTOR humana (NP_065812.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8N122
Peso Proteico	149kDa
Envío	Bolsa de hielo