


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Rb-S780 Para Ihc-P, Elisa - P06400

Número de artículo: CM0001144



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico dirigido a la RB1 humana fosforilada en Ser780. Adecuado para aplicaciones de IHC-P y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Se utiliza en investigación de ciclo celular y supresores tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Fosfo-RB-S780
Observaciones/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Fosfo-RB-S780
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5925
ID del gen	5925
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor del residuo S780 de la RB humana (P06400)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06400
Peso de la proteína	106kDa
Envío	Bolsa de hielo