


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Rb (S795) Para Wb - P06400

Número de artículo: CM0001548



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-RB-S795 específico para la proteína del retinoblastoma fosforilada en Ser795, validado para WB, IHC-P, ELISA, reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de ciclo celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-RB-S795 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S795
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5925
GeneID	5925
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de S795 del RB humano (NP_000312.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06400
Peso de la proteína	106kDa
Envío	Bolsa de hielo