


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Rb-S807/811 Para Wb - P06400

Número de artículo: CM0001031



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo Anti-Fosfo-RB-S807/811 detecta la RB fosforilada en S807/811 en humano y ratón, adecuado para WB, IP, IF/ICC, IF-P y ELISA, apoyando estudios del ciclo celular y de supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-RB-S807/811 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Fosfo-RB-S807/811
Especies	Humano
ID de Gen (Humano)	5925
ID de Gen	5925
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de S807 y S811 de RB humana (NP_000312.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P06400
Peso Proteico	106kDa
Envío	Bolsa de hielo