


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Rb (Ser780) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06400

Número de artículo: CM0001041



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RB fosforilada (Ser780). Validado en WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con RB humana, de ratón y de rata. Adecuado para investigación del ciclo celular y supresores de tumores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-RB-S780 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Fosfo-RB-S780
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5925
GeneID	5925
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06400
Peso Proteico	106kDa
Envío	Bolsa de hielo