


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Rb1 (S780) Para Wb Y Elisa - P06400

Número de artículo: CM0001744



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico contra RB1 (S780). Validado para Western blot y ELISA con muestras humanas y de rata. Apoya la investigación sobre el control del ciclo celular y las vías de supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-RB-S780 Rabbit mAb
Notas / Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S780
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5925
ID del gen	5925
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético fosforilado correspondiente a los residuos alrededor de S780 de la RB humana.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P06400
Peso de la proteína	106kDa
Envío	Bolsa de hielo