


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Rb1 (Ser807/Ser811) Para Wb, Elisa - P06400

Número de artículo: CM0001225



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RB1 fosforilado en Ser807/Ser811. Adecuado para Western blot y ELISA con reactividad cruzada con humanos, ratones y ratas. Regulador clave de la transición del ciclo celular G1/S.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-RB-S807/811 pAb de conejo
Observaciones/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Fosfo-RB-S807/811
Especie	Humano
GeneID (humano)	5925
GeneID	5925
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S807 y S811 de RB humano (NP_000312.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06400
Peso molecular de la proteína	106 kDa
Envío	Bolsa de hielo