

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Ret (Tyr905) Para Wb Y Elisa - P07949

Número de artículo: CM0000856



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo contra Fosfo-RET (Tyr905) (para WB y ELISA) detecta el RET humano fosforilado en la tirosina 905, una receptor tirosina quinasa fundamental para la proliferación, migración y supervivencia celular. Adecuado para estudios de oncología y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-Ret-Y905 Rabbit pAb
Observaciones / Alias	PTC; MTC1; HSCR1; MEN2A; MEN2B; CDHF12; CDHR16; RET-ELE1; Phospho-Ret-Y905
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5979
GeneID	5979
Inmunógeno	Péptido sintético / Péptido sintético fosforilado alrededor de Y905 del Ret humano (NP_066124.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P07949
Peso de la proteína	124kDa
Envío	Bolsa de hielo