


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Ripk1 (S166) Para Wb, Elisa - Q13546

Número de artículo: CM0001043



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-Fosfo-RIPK1 (S166) validado para WB y ELISA. Detecta RIPK1 humano fosforilado en la serina 166. Ideal para investigación en señalización de muerte celular e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-RIPK1-S166
Observaciones/Alias	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; Fosfo-RIPK1-S166
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8737
ID del Gen	8737
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido fosforilado sintético alrededor de S166 de RIPK1 humano (NP_003795.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13546
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo