


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Ripk1 (S166) Para Wb Y Elisa - Q13546

Número de artículo: CM0001155



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce RIPK1 fosforilada en Ser166 (humano, ratón). Validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudiar la apoptosis mediada por TNF, la necroptosis y las vías de señalización inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-RIPK1/RIP-S166 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; Fosfo-RIPK1/RIP-S166
Especie	Humano
ID de Gen	8737
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de la S166 de RIPK1/RIP humana (NP_003795.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13546
Peso Proteico	76 kDa
Envío	Bolsa de hielo