


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Rpa2-Ser33 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15927

Número de artículo: CM0000857



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo contra RPA2 humana fosforilada en Ser33, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con RPA2 de ratón y rata. Ideal para estudiar las vías de señalización de replicación, reparación y daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-RPA2-Ser33 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34
Especie	Humano
GeneID	6118
Inmunógeno	Péptido sintético fosforilado alrededor de Ser33 de RPA2 humana (NP_002937.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P15927
Peso Proteico	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo