


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Rpa2 (T21) Para Wb Y Elisa - P15927

Número de artículo: CM0000894



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico contra RPA2 humano fosforilado en T21. Apto para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y rata; detecta una banda de 29 kDa. Ideal para estudios de daño del ADN y replicación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-RPA2-T21 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34; Phospho-RPA2-T21
Especie	Humano
ID del gen	6118
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T21 de RPA2 humano (P15927)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P15927
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo