

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Rps6 (Ser235) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62753

Número de artículo: CM0001655



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Fosfo-RPS6 (Ser235) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta S6 fosforilado en humano, ratón, rata. Ideal para estudios de crecimiento y proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra Fosfo-RPS6-S235
Observaciones/Alias	S6; eS6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6194
GeneID	6194
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S235 de RPS6 humano (NP_001001.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62753
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo