


Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-S6 Proteína Ribosomal (Rps6)-S235/236 Para Wb, Elisa - P62753

Número de artículo: CM0000710



Introducción

Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235/236 pAb de conejo para WB y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Detecta RPS6 fosforilada en Ser235/236. Ideal para estudios de crecimiento celular y control de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235/236 pAb de conejo
Observaciones/Alias	S6; eS6; Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235/236
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6194
GeneID	6194
Inmunógeno	Péptido sintético alrededor de S235 y S236 de RPS6 humana (NP_001001.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62753
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo