

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Phospho-S6 Ribosomal Protein (Rps6)-S235/236 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62753

Número de artículo: CM0001378



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico que reconoce la proteína ribosomal S6 humana (RPS6) fosforilada en S235/236. Validado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad en humano, ratón y rata. Ideal para el estudio del crecimiento celular y la señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235/236 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	S6, eS6, Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235/236
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6194
GeneID	6194
Inmunógeno	Péptido sintético fosforilado alrededor de S235 y S236 de la proteína ribosomal S6 humana (RPS6) (NP_001001.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62753
Peso de la proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo