

Pab De Conejo Anti-Fosfoproteína Ribosomal S6 (Rps6)-S240/244 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P62753

Número de artículo: CM0000650



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo detecta niveles endógenos de RPS6 solo cuando está fosforilado en Ser240/244. Adecuado para aplicaciones de WB, IHC-P, IP y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Una herramienta de investigación para vías de crecimiento y proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Fosfoproteína ribosomal S6 (RPS6)-S240/244
Observaciones/Alias	S6; eS6; Fosfoproteína ribosomal S6 (RPS6)-S240/244
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6194
GeneID	6194
Inmunógeno	Péptido sintético - Un péptido fosforilado sintético alrededor de S240 y S244 de RPS6 humano (NP_001001.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62753
Peso proteico	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo